

Distributed Worldwide by  
 **BECKER**  
*A Tradition of Excellence A Commitment to Innovation*

+1 (800) 521-2192

+1 (248) 588-7480

[www.beckerorthopedic.com](http://www.beckerorthopedic.com)



**Tamarack**<sup>®</sup>  
HABILITATION TECHNOLOGIES, INC.

## Tamarack Flexure Joint<sup>®</sup> Molding Dummies



**Model No. (1 Pr. / Pkg)**

741-L (LRG)

741-M (MED)

741-P (PED)

For more information, visit  
[www.tamarackhti.com](http://www.tamarackhti.com)

MADE IN  
MINNESOTA ★ U.S.A. ★

**EN**

Tamarack Flexure Joint Molding Dummies create snug-fitting cavities for installing free motion and dorsiflexion assist Tamarack Flexure Joints.

Fabricating without the use of molding dummies is not advised and will result in insufficient joint encapsulation and device performance. Molding dummies may be reused approximately a half dozen times or until they lose their shape.

**DE**

Tamarack FlexGelenk Form-Dummies bieten passgenaue Aufnahmen für die Installation von freibeweglichen Tamarack FlexGelenken und solchen mit Dorsalflexionshilfe.

Herstellung ohne Verwendung von Form Dummies ist nicht empfohlen, da die Gelenke nicht hinreichend abgedeckt werden und dies zu verminderter Gelenkfunktion führt. Formdummies können bis zu 6x verwendet werden, bevor sie ihre Form verlieren.

**SP**

Los maniqués de moldeo de las articulaciones flexibles Tamarack proporcionan cavidades exactamente a la medida para la instalación de las articulaciones Tamarack de libre movimiento y de asistencia a dorsiflexión.

No se recomienda fabricar sin el uso de los maniqués de moldeo debido a que como resultado de esto la encapsulación de la articulación será insuficiente al igual que el rendimiento del dispositivo. Los maniqués de moldeo se pueden reutilizar aproximadamente media docena de veces o hasta que pierdan su forma.

**IT**

Tamarack Flexure Joint Molding Dummies crea cavità aderenti per l'installazione di Tamarack Flexure Joint a libero movimento e dorsiflessione.

La fabbricazione senza l'uso di manichini per stampaggio non è consigliata e si tradurrà in incapsulamento dell'articolazione insufficiente e prestazioni del dispositivo. I manichini di stampaggio possono essere riutilizzati circa una mezza dozzina di volte o fino a quando non perdono la loro forma.

**FR**

Les gabarits de thermoformage pour articulations souples Tamarack permettent de former des cavités très ajustées pour le montage d'articulations droites ou anti-équin.

La réalisation d'orthèses sans l'utilisation de ces gabarits de thermoformage n'est pas recommandé car cela peut entraîner un jeu entre le plastique et l'articulation. Les gabarits peuvent être réutilisés environ une demi-douzaine de fois ou jusqu'à ce qu'ils perdent leur forme.

**JP**

Tamarack Flexure Joint Molding Dummies (成形ダミー)は、Tamarack Flexure Joint Free motion model及びDorsiflexion Assist Model接合部分の型を取るために使用します。

接合含む商品性能を十分に満たすことができなくなるため、当成形ダミーを使用せずに製作することは推奨されておりません。

成形ダミーは、形状が失われるまで(約6回)再利用可能です。